

MPB-400

ラピッド・プレス

- P.I.D方式の温度調節器を採用し、温度のブレを最小限に！
- ヒーターカバー標準装備。
- クーラー(別売り)にて熱可塑性成形樹脂に対応。
- 簡単操作！ AC100Vコンセントがあれば、使用可能。
- モールドキャップ[®]には、信頼性の高い押さえ蓋方式を採用。



MPB-400

油圧ジャッキによる 手動式埋込プレス

仕様

使用電源	AC100V、単相
加圧機構	油圧ジャッキ
モールドの種類 (内径)	1”(25.4mm)、1 1/4”(31.7mm)又は 1 1/2”(38.1mm) の中から何れか1つをお選び下さい。
モールド・キャップ	押さえ蓋方式、平型キャップ付き(凸型キャップはオプションとなります)
タイマー	0～99分59秒(デジタル減算式ブザー付)
温度調節器	熱電対式 0～180℃
ヒーター	AC100V、400W、サーモ・スタット(保護用) (ヒータ本体に過熱防止用の温度ヒューズが内蔵されております。 又、全面パネルには温度ヒューズランプ [®] が取付けられております。)
クーラ	空冷式、水冷式の2種(何れもオプションです)
大きさ	約W365×D695×H640mm
重量	約55kg