

リファイン・カット・スーパー シリーズ



RCA-237 リファイン・カット・スーパー、オート

広範な送り速度を備えた
自動送り装置付の切断機
硬い材料でも OK！

〔仕様〕 下記以外の項は RCA-206 と同じです
パイス・テーブルの送り ●自動及び手動前後 150 mm
自動送り距離設定装置付

(10~150 mm) 戻しは手動操作

送りモータ	●AC200V 40W 減速機付
送り速度	●2.6~39 mm/分 無段変速
送り停止装置	●距離設定を行わない場合には、行き止まる所で自動停止します。
大きさ	●約 W905×D815×H1395mm
重量	●約 207 kg



RCA-297 リファイン・カット・スーパー、オートRev.

待望の自動戻り（オートリバース）機構搭載！！
戻り（リバース）時も砥石に注水し試料への摩擦を低減！！
制御（操作）部を一ヶ所（ボックス）に集約し安全操作性
がアップ！

距離設定は見易いデジタル表示、ジョグダイヤルで
簡単操作！

〔仕様〕 下記以外の項は RCA-207、237 と同じです。

送りモータ	●AC200V 60W 減速機付
送り速度	●3.2 ~160 mm/分 0.1mm 毎に設定可能
送り停止装置	●距離設定を行わない場合には、行き止まる所で停止し自動で戻る。
大きさ	●約 W1140×D815×H1390mm
重量	●約 235kg

※RCA-197 リファイン・カット・アルファ、オート Rev. もあります!!

漏電ブレーカ（オプション）付