

研 磨 ベ ル ト

*耐水研磨ベルト

BGB-128、BGB-228の湿式ベルト・グラインダーに使用するエンドレス研磨ベルトです。
シリコン・カーバイドのC砥粒は注水により、洗い流されますので、目詰まりを起こしません。
加工物がシリコンをきらうもののためにはアランダムA砥粒のベルトが適します。

耐水研磨ベルト 10×91.5cmエンドレス

品 番	ブランド・規格・粒度	単 位
33-120	リケン A砥粒 #80 10本入	1箱
	リケン A砥粒 #120、#180、#240、#320、#400 10本入	1箱
33-122	リケン C砥粒 #80 10本入	1箱
	リケン C砥粒 #120、#180、#240、#320、#400 10本入	(※)5箱

(※ 1オーダー 50本)

研 磨 紙

*耐水研磨紙

シリコン・カーバイド(SiC)の砥粒を塗布した耐水性の(湿式で使用する)ペーパーです。
角型(230ミリ×280ミリ)と円形(200ミリφ・300ミリφ)とがあります。

品 番	ブランド・規格・粒度		
33-341	コバックス 230×280ミリ のりなし P60,P2000 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P80,P1000,P1200,P1500	10枚入り	100枚入り
33-548	コバックス φ200ミリ のりなし P60,P2000 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P80,P1000,P1200,P1500	10枚入り	100枚入り
33-552	コバックス φ300ミリ のりなし P60,P2000 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P80,P1000,P1200,P1500	10枚入り	100枚入り

*100枚未満の御注文は、1粒度10枚単位でお願い致します。

細粒(#2500、#4000) 耐水研磨紙

シリコン・カーバイド(SiC)の砥粒を塗布した耐水性のペーパーですが、乾式でもお使い頂けます。
紙質が軟らかく手になじむ事から多用途にお使い頂けます。
金属・複合材料・プラスチック・セラミックスの研磨に効果を発揮します。

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	粒 度	数 量
33-578	理研CP38 φ200 裏面のりなし #2500	#2500	100枚
33-578	理研CP38 φ200 裏面のりなし #4000	#4000	100枚

*カーボマック・ペーパー(のり付中心孔なしディスク)

耐水研磨紙の裏面に圧着性接着剤のついた円形のものです。

裏紙をはがして研磨盤の上に貼り付けて使用します。

研磨盤の直径より少し大きく作っていますので、簡単にはがせて使い易く便利です。

φ204ミリ、φ250ミリ、φ305ミリの3種類があります。

品番	ブランド・規格・粒度		
33-648	コバックス φ204ミリ、のり付 P60,P2000 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P80,P1000,P1200,P1500	10枚	100枚
33-650	コバックス φ250ミリ、のり付 P60,P2000 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P80,P1000,P1200,P1500	10枚	100枚
33-652	コバックス φ305ミリ、のり付 P60,P2000 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P80,P1000,P1200,P1500	10枚	100枚

*100枚未満の御注文は、1粒度10枚単位でお願い致します。

*オートマックス・ペーパー(のり付中心孔明ディスク)

カーボマック・ペーパーの中心にφ65ミリの孔を明けたものです。

品番	ブランド・規格・粒度		
33-448	コバックス φ204ミリ×65ミリ、のり付 P60,P2000 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P80,P1000,P1200,P1500	10枚	100枚
33-452	コバックス φ305ミリ×65ミリ、のり付 P60,P2000 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P80,P1000,P1200,P1500	500枚単位 500枚単位 500枚単位	500枚単位 500枚単位 500枚単位

*100枚未満の御注文は、1粒度10枚単位でお願い致します。

*モノオート・ペーパー

品番	ブランド・規格・粒度・入数	単位
33-644	コバックス P120,P220,P400,P800,P1200,P1500 100枚入 φ100ミリ のり付 P2000 100枚入	1袋 1袋

表面保護剤

品番	品名・目的・容量	単位
70-422	シールピール #2001 (保護皮膜の吹付け剤) 180ml入	1缶

アルミナ耐水研磨紙

*リファイン・アルミナペーパー

従来品のSiC(シリコンカーバイド)に対し、アルミナ砥粒を塗布した耐水研磨紙です。
 労安法規制対象のSiCを使用していないため、使用記録の管理等の手間がなくなります。
 SiCと比較すると材質が柔らかいため、切削力は劣ります。

品番	ブランド・規格・粒度・入数		
33-588	コバックス φ200ミリ のりなし P60 P80 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P1000 P1200,P1500 P2000	10枚	100枚
33-592	コバックス φ300ミリ のりなし P60 P80 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P1000 P1200,P1500 P2000	10枚	100枚
33-688	コバックス φ204ミリ のり付 P60 P80 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P1000 P1200,P1500 P2000	10枚	100枚
33-690	コバックス φ250ミリ のり付 P60 P80 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P1000 P1200,P1500 P2000	10枚	100枚
33-692	コバックス φ305ミリ のり付 P60 P80 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P1000 P1200,P1500 P2000	10枚	100枚
33-488	コバックス φ204ミリ のり付 φ65孔明 P60 P80 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P1000 P1200,P1500 P2000	10枚	100枚
33-492	コバックス φ305ミリ のり付 φ65孔明 P60 P80 P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P1000 P1200,P1500 P2000	10枚	100枚
33-381	コバックス 角230×280ミリ のりなし P120,P150,P220,P320,P400,P600,P800 P1000 P1200,P1500 P2000	10枚	100枚
33-684	コバックス φ100ミリ のり付 P120,P220,P400,P800 P1200,P1500 P2000	10枚	100枚