

リファイン・ソー・エクセル・シリーズ



入力電源	AC100V、単相 50/60Hz
切断モータ	AC200V、三相 0.4 kW
ホイール回転数	インバータによる無段変速回転 180~3600 r/min
バイス	横送りテーブル付二連バイス (標準)
バイス・テーブルの送り	ハンドル操作による手動送り前後水平移動 120mm
切断ホイール	ダイヤモンド切断ホイールφ152.4×t0.7×φ25.4ミリ 切断砥石 (A・WA・GC) φ150×t0.5×φ25.4ミリ
循環冷却液タンク	プラスチック製約 W370×D270×H170mm(容量9リットル) 循環ポンプ: AC100V、9/10W、
切断槽及びフード	プラスチック製 (フードは透明) フードにはガスダンパー及びインターロックスイッチ付
大きさ	約 W520×D800(タンク含む)×H520mm
重量	約 52 kg + タンク約 2 kg

RCB-951 リファイン・ソー・エクセル、H
手動送り切断



エクセル、Aの仕様に下記が追加、変更されます。

上下動テーブルの送り	ハンドル操作による手動送り 上下移動 25mm、最少目盛 0.1mm
大きさ	約 W530(上下動ハンドルを含む)×D800(タンクを含む) ×H560mm
重量	約 64 kg + タンク約 2 kg
オプション	15-201 回転バイス、15-301 薄切りバイス、
切断ホイール	外径 101.6、127 あるいは 152.4 mm×内径 12.7 あるいは 25.4 mm×厚さ 0.3~0.8 mm

RCB-971 リファイン・ソー・エクセル、Z
上下動 (Z) 送りも付いて、薄切り、角度切断
機能が加えられる三次元切断機