

二連リファイン・ポリッシャー

300シリーズ

板金卓上型

RPO-238P

二連リファイン・ポリッシャー、300HV

RPO-138Pの二連タイプのポリッシャーです。

シンプルテーブルを取り付けた床上型のSTO-238Pもございます。

使用電源	AC200V、三相
モーター	AC200V、三相、0.75kW×2台（高効率モーター）
研磨ディスク	φ305×t13mm アルミ盤×2枚（テフロンシート貼）
回転数	60～580 r/min. インバータによる無段変速
大きさ	約W970×D710×H410mm（上板上面まで）
重量	約90kg

*AMU-311の取り付けができます。

詳細はお問い合わせ下さい。

*標準仕様では工業用水の使用は出来ません。

