

2連シンプル・テーブル**200 シリーズ****Kタイプ****床上型****STO-228K 2連シンプル・テーブル 200、HV**

使用電源	AC100V、単相（又は 200V、三相）
モーター	AC200V、三相 0.4kW×2台
研磨ディスク	φ 203×t8mm アルミ盤×2枚
回転数	60～580 r / min. インバータによる無段変速
大きさ	約 W860×D670×H800mm（ボディ上面まで）
重量	約 98 kg

*標準仕様では工業用水の使用は出来ません。

STO-224K 2連シンプル・テーブル 200、HI

使用電源	AC100V、単相
モーター	AC100V、単相 200W×2台
研磨ディスク	φ 203×t8mm アルミ盤×2枚
回転数	(50Hz)450 r / min. (60Hz) 540 r / min.
大きさ	約 W860×D670×H800mm（ボディ上面まで）
重量	約 88 kg

*標準仕様では工業用水の使用は出来ません。

STO-227 2連シンプル・テーブル 200、V**板金床上型**

使用電源	AC100V、単相（又は AC200V、三相）
モーター	AC200V、三相 0.4kW
研磨ディスク	φ 203×t8mm アルミ盤×2枚
回転数	60～580 r / min.（左右同速同時回転です）
大きさ	約 W840×D600×H800mm（上板上面まで）
重量	約 125 kg