


New



研磨機アタッチメント

オートマックス

AMU-220 オートマックス 200


より使いやすくなった
研磨機アタッチメントの
新定番

What's new

ホルダー位置の左右調整が可能


試料ホルダーを任意の位置に変更できるようになりました。

これによりホルダーを研磨ディスクの外に出したり、内に入れたりと思い通りの研磨が可能です。



モータ出力が25Wにパワーアップ

モータトルクがアップしたことにより、高い圧力を加えた時でもより安定した研磨ができるようになりました。




加圧調整が分かりやすくなりました。

加圧ネジ部に標点と数値が表記され、より正確な加圧調整が可能になりました。

電 源	単相100V または 三相200V
モータ出力	25W
回 転 数	40rpm (50Hz), 48rpm (60Hz)
加 圧 力	0～300N
寸 法	W340 × D130 × H320mm
重 量	12kg (スプラッシュリング含む)

ホームページが
新しくなりました。



詳しくはココから検索



<https://refinetec.com/>

 リファインテック株式会社

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東5-6-37

本社
TEL. 045-542-1013

大阪営業所
TEL. 06-6482-2503

名古屋営業所
TEL. 052-502-7011

水戸営業所
TEL. 029-241-2522